



LP ITALIANA SPA





PMP analytical and filtration funnel
Imbuto in PMP per analisi e filtrazione
 Entonnoir en PMP à analyse et filtration

code	volume ml	dimensions mm	stem mm gambo mm tige mm
291035	30	Ø 51x150	Ø 3
291036	78	Ø 70x150	Ø 3
291037	78	Ø 100x108	Ø 7
291038	250	Ø 140x132	Ø 10
291039	600	Ø 196x160	Ø 20

Polypropylene funnel, walls angled at 60°
Imbuto in polipropilene, pareti inclinate a 60°
 Entonnoir en polypropylène, parois inclinées à 60°

code	volume ml	dimensions mm	stem mm gambo mm tige mm
291019	3.5	Ø 30x47	Ø 2
291020	4	Ø 30x47	Ø 5
291021	10	Ø 40x65	Ø 5
291022	28	Ø 50x85	Ø 9
291023	100	Ø 75x110	Ø 10
291024	240	Ø 100x155	Ø 13
291025	400	Ø 120x180	Ø 14
291026	640	Ø 150x220	Ø 17



Polypropylene powder funnel
Imbuto in polipropilene per polveri
 Entonnoir en polypropylène à poudre



code	volume ml	dimensions mm	stem mm gambo mm tige mm
291040	50	Ø 65x68	Ø 16
291041	100	Ø 80x75	Ø 22
291042	200	Ø 100x94	Ø 23
291043	400	Ø 120x110	Ø 27
291044	700	Ø 150x138	Ø 29

Polypropylene funnel
Imbuto in polipropilene
Entonnoir en polypropylène



code	volume ml	dimensions mm	stem mm gambo mm tige mm
291070	300	Ø 100x100	Ø 9
291071	450	Ø 120x120	Ø 9
291072	800	Ø 140x140	Ø 10
291073	1500	Ø 180x180	Ø 14
291074	2650	Ø 220x230	Ø 16
291075	4000	Ø 260x240	Ø 18
291076	5000	Ø 310x280	Ø 29

Polypropylene funnel with filter and flexible stem

Imbuto in polipropilene con filtro e gambo flessibile

Entonnoir en polypropylène avec filtre et tige flexible



code	volume ml	dimensions mm	stem mm gambo mm tige mm	stem internal gambo interno tige intérieur mm
291079	1000	Ø 210x540	Ø 37x415	Ø 20

DIN standard 12890



Laboratory spatula in fibreglass reinforced polypropylene

Spatola per laboratorio in polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Spatule de laboratoire en polypropylène et fibre de verre

code	length mm lunghezza mm longueur mm	double-spatula spatola-spatola double-spatule	spoon-spatula spatola-cucchiaio spatule-cuiller
291095	150	■	
291096	180	■	
291097	180		■
291098	210		■

Disposable sterile cutlery in clear crystal polystyrene for alimentary use

Posate monouso sterili in polistirolo cristallo perfettamente trasparente per uso alimentare


Couverts stériles en polystyrène cristal parfaitement transparent pour usage alimentaire



code	type	sterile
176018	spoon - <i>cucchiaio</i> - cuillère	R
177018	fork - <i>forchetta</i> - fourchette	R
178018	knife - <i>coltello</i> - couteau	R


R= Ionizing Radiation - *Radiazioni Ionizzanti* - Radiations Ionisantes

Square weigh boat
Navicella quadra per pesata
 Coupelle carrée de pesée



code	volume ml	dimensions mm	material
174112	10	41x41	PSA
178912	90	89x89	PSA
171412	270	140x140	PSA

Forcep
Pinza
 Pince



	code	length mm lunghezza mm longueur mm	material	fine tip punta fine pointe fine
1	291100	115	POM	
	291101	145	POM	
	291102	180	POM	
	291103	250	POM	
2	291105	115	PMP	■
	291106	145	PMP	■

Parafilm
Parafilm
 Parafilm



code	dimensions
170070	cm 10 x m 38



Polypropylene scoop
Sessola in polipropilene
 Pelle en polypropylène

code	volume ml	length mm lunghezza mm longueur mm
291115	10	100
291116	25	135
291117	50	160
291118	100	200
291119	250	260
291120	500	315
291121	1000	385

Polypropylene rounded form scoop
Sessola forma tonda in polipropilene
 Pelle forme ronde en polypropylène

code	volume ml	length mm lunghezza mm longueur mm
291125	250	240
291126	500	290
291127	1000	340



MF mortar with lip and heavy pestel
Mortaio in MF con becco e pestello pesante
 Mortier en MF avec bec verseur pilon lourd


	code	volume ml	dimensions mm	with handle con manico avec poignée
1	291140	300	Ø 125x75	
	291141	500	Ø 150x90	
	291142	3000	Ø 220x140	■

	code	dimensions mm	weight g peso g poids g
2	291143	Ø 30x125	55
	291144	Ø 35x145	85
	291145	Ø 40x160	120
	291146	Ø 42x215	175

Flask-support fits round flasks up to 10 litres
Supporto per palloni a fondo tondo fino a 10 litri
 Support pour ballons à fond rond jusqu'à 10 litres



code	Ø mm	material
291110	160	PP



SAN Imhoff sedimentation cone and 2 places
 PMMA stand

*Cono Imhoff in SAN per sedimentazione e
 supporto a 2 posti in PMMA*

*Cône Imhoff en SAN pour sédimentation et
 support à 2 places en PMMA*

	code	volume ml	graduation ml	division ml
1	291150	1000	0-2	1/10
			2-10	1/2
			10-40	1/1
			40-100	2/1
			100-1000	50/1
2	291151	dimensions mm 150x300x290		

Flow monitor for liquid or gas flow.
 Maximum flow rate 95 ml/sec
*Rilevatore di flusso a turbina per passaggio
 di liquidi o gas. Massima portata 95 ml/sec*
 Détecteur de flux indiqué pour liquides ou gas.
 Max débit 95 ml/sec



code	tubing Ø mm Ø tubo mm Ø tuyau mm	dimensions mm	material
291160	6.5 - 11	90x15x40	SAN



ABS timer
Contaminuti in ABS
 Minuteur en ABS

	code	type	dimensions mm	
1	291135	clip	58x58x27	
2	291136	onehand	Ø 70x29	
3	291137	electronic	65x50x23	
4	291138	electronic	70x70x22	countdown

Digital chronometer
Cronometro digitale
 Chronomètre digital


6 digits, 6 functions, (hour, minute, second, month, date and day),
 1/100 second stopwatch, 12/24 hour mode

6 cifre, 6 funzioni (ore, minuti, secondi, mese, data e giorno),
 cronometro a 1/100 di secondo, versione 12/24 ore

6 chiffres, 6 fonctions (heure, minute, seconde, mois, date et jour),
 chronomètre au 1/100 de seconde, version 12/24 heures

code

291139




Polypropylene weighing bottle
Pesafiltro in polipropilene
 Pèse-filtre en polypropylène



	code	volume ml	dimensions mm
	292060	30	Ø 30x50
	292061	50	Ø 50x30
	292062	70	Ø 40x70
	292063	400	Ø 70x120

Suction pump for acids
Pompa per travaso acidi forti
Trompe à transvaser acides forts




code	total length m lunghezza totale m longueur m	material
291335	1.32	PE

Stopcock
Rubinetto
Robinet



	code	external mm esterno mm extérieur mm	material	model
1	291166	Ø 9	PE	
	291165	Ø 12	PE	
2	291171	Ø 12	PP+HDPE	interception

PP vacuum pump with non-return valve
Pompa per vuoto in PP con valvola di non ritorno
Trompe à vide en PP avec soupape anti-retour



Pump performance - Prestazioni - Performances		
Operating data Condizioni operative Conditions de travail	3.5 bar (min 0.8) - 5.85 l/min	
Water temperature Temperatura dell'acqua Température de l'eau	12 °C	20 °C
Vacuum Vuoto Vide	15 mbar	24 mbar

code	length mm lunghezza mm longueur mm	screw connectors raccordi a vite raccords à vis	tubing Ø mm Ø tubo mm Ø tuyau mm
291155	270	1/2", 3/4"	9 - 12



PVC tubing. Working temperature
-20 °C to +80 °C

Tube in PVC. Temperatura di utilizzo
-20 °C a +80 °C

Tuyau en PVC. Température d'utilisation
-20 °C +80 °C

code	internal mm <i>interno mm</i> intérieur mm	external mm <i>esterno mm</i> extérieur mm
291260	Ø 3	Ø 5
291261	Ø 4	Ø 6
291262	Ø 5	Ø 8
291263	Ø 6	Ø 9
291264	Ø 8	Ø 12
291265	Ø 10	Ø 14
291266	Ø 12	Ø 17

Neoprene black tubing, acid and solvent resistant,
except benzol and similar


Tube in neoprene nero, resistente ad acidi e
solventi esclusi benzolo e affini

Tuyau en néoprène noir, résistant aux acides et
solvants, sauf benzol et similaires



code	internal mm <i>interno mm</i> intérieur mm	external mm <i>esterno mm</i> extérieur mm
291270	Ø 4	Ø 6
291271	Ø 6	Ø 9
291272	Ø 8	Ø 12
291273	Ø 10	Ø 14

Self-adhesive label for test tubes and containers
Etichetta autoadesiva per provette e contenitori
 Etiquette adhésive pour tubes et pots



code	dimensions mm
112190	23x38

Adhesive sterilization indicator tape
Indicatore di sterilizzazione, nastro adesivo
 Ruban adhésif, indicateur de stérilisation



	code	width larghezza largeur	length lunghezza longueur	sterilization type tipo di sterilizzazione type de stérilisation
1	291091	mm 19	m 50	dry heat Poupinel Method
2	291092	mm 19	m 50	Autoclave

Safety adhesive tape (Italian language only)
Nastro autoadesivo di segnalazione
 Ruban adhésif de recommandation
 (seulement en Italien)

	code	width larghezza largeur	length lunghezza longueur	text testo texte	colour colore couleur
1	170170	mm 25	m 66	EPATITE	Yellow
2	170270	mm 25	m 66	INFEZIONE	Yellow
3	170370	mm 25	m 66	VELENO	Yellow
4	170470	mm 25	m 66	INFIAMMABILE	Red
5	170570	mm 25	m 66	CORROSIVO	Orange
6	170670	mm 25	m 66	RADIOATTIVO	Yellow
7	170770	mm 25	m 66	CONTAMINATO	Green





Polyethylene screw-cap container with thick wall

Contenitore in polietilene con tappo a vite a pareti spesse


Réceptacle en polyéthylène à bouchon vissé avec parois épaisses

code	volume ml	dimensions mm
292051	5	Ø 21x30
292052	30	Ø 35x53
292053	90	Ø 55x62

Polypropylene container for sterilizing pipettes and burettes. Each extension 18 mm

Contenitore in polipropilene utile per sterilizzare pipette o burette. Regolazione a scatti di 18 mm estensibile

Conteneur en polypropylène pour la stérilisation des pipettes ou burettes. Extension réglable de 18 mm chaque interval



code	max length mm lunghezza max mm longueur max mm	min length mm lunghezza min mm longueur min mm	Ø mm
291460	690	460	65

Polypropylene freezer container, set of 3

Contenitore in polipropilene per freezer, set di 3

Bac en polypropylène pour freezer, set de 3



code	volume ml	dimensions mm
292072	1000	150x110x70
	2000	200x140x100
	3500	240x170x120

Polypropylene box with lid
Scatola in polipropilene con coperchio
Bac en polypropylène avec couvercle

	code	dimensions mm	compartments scomparti compartiments	compartment dimensions dimensioni degli scomparti dimensions des compartiments
1	291465	388x104x40	1	(1) 388x104 mm
2	291464	165x112x31	3	(3) 161x32 mm
3	291462	165x112x31	6	(5) 31x66 mm (1) 32x155 mm
4	291461	245x155x40	7	(3) 52x35 mm (2) 35x156 mm (1) 39x234 mm (1) 78x107 mm
5	291463	165x112x31	15	(15) 32x31 mm



Polypropylene tray
Bacinella in polipropilene
Bac en polypropylène

code	volume l	external dimensions mm	internal dimensions mm
292000	1	230x180x42	193x143x40
292001	3	310x250x65	255x195x60
292002	6	370x310x75	315x255x70
292003	19	520x420x120	430x330x115
292004	35	634x534x140	530x430x135
292005	70	848x648x160	730x530x155
292008	5	350x250x100	
292009	10	400x300x100	
292010	15	500x350x120	



Polypropylene tray with compartments
Bacinella in polipropilene con scomparti
Bac en polypropylène avec compartiments

	code	dimensions mm	compartments scomparti compartiments	compartments dimensions dimensioni degli scomparti dimension des compartiments
1	292006	270x370x50	6	(1) 60x355 mm (3) 60x248 mm (2) 50x190 mm
2	292007	265x240x30	3	(2) 100x115 mm (1) 105x235 mm





HDPE stackable low tank
Bacinella sovrapponibile a forma bassa in HDPE
 Bac superposable série basse en HDPE

	code	volume l	dimensions mm
1	292020	12	600x400x70
2	292021	18	600x400x100
3	292022	24	600x400x130

HDPE stackable tank
Bacinella sovrapponibile in HDPE
 Bac superposable en HDPE



code	volume l	dimensions mm
292026	50	550x430x310
292027	65	630x440x340
292030	90	720x470x360

HDPE tank with lid
Contenitore in HDPE con coperchio
 Bac en HDPE avec couvercle



code	volume l	dimensions mm
292035	65	630x440x340

Stackable storage bins
Contenitore impilabile
 Porte-objets empilable


code	dimensions mm	material
291470	103x85x50	PP
291471	105x160x75	PP
291472	148x240x125	PP
291473	209x335x160	PP
291474	310x490x186	PP



Polypropylene bottle carrier, and container for bottles or tools

Portabottiglie e contenitore per flaconi o attrezzi, in polipropilene

Porte flacons et conteneur pour flacons ou outils, en polypropylène



code	dimensions mm	compartments scomparti compartiments	compartments dimensions dimensioni degli scomparti dimension des compartiments
1 291185	390x255x150	2	110x380 mm
2 291186	295x200x285	6	160x103 mm
3 291187	250x250x325	4	180x122 mm

Polypropylene stacking baskets with 4 wheels

Set di cestelli sovrapponibili in polipropilene, con ruote

Set de paniers superposables en polypropylène, avec roulettes



code	basket dimensions mm	n. basket	distance between baskets distanza tra i cestelli distance entre les paniers
291183	400x300x100	4	138 mm

total height altezza totale hauteur totale: mm 890



Bristle bottle brush
Scovolino lavabottiglie in setola
 Goupillon en soie

code	length mm <i>lunghezza mm</i> longueur mm	bristle dimensions mm <i>dimensioni setole mm</i> soie dimensions mm
291197	450	Ø 70x155

Graduated LDPE bucket with spout
Secchio graduato in LDPE con becco
 Seau en LDPE gradué avec bec verseur



code	volume l	dimensions cm
290296	9	Ø 27 x Ø 20 x 25
290297	12	Ø 30 x Ø 22 x 28
290298	15	Ø 34 x Ø 25 x 31

Stool with container
Sgabello con cassetto
 Tabouret avec boîtier



code	dimensions mm	container dimensions mm	material
291190	500x340x320	390x200	PP

Drying rack with 80 places,
can be fully disassembled

*Scolavetrerie a 80 posti,
completamente smontabile*

Egouttoir à vaisselle 80 places,
complètement démontable



code	dimensions mm	height mm altezza mm hauteur mm	material
291195	400x400	600	PP

Waste bin: delivered in random available colour
Gettarifiuti, colore secondo disponibilità
Poubelle: livrée dans les couleurs disponibles



	code	volume l	dimensions mm	material
1	291180	25	300x250x500	PP
2	291181	50	Ø 450x750	PP